

Mesures fraîches HydroITV

2021-07-05

Matériel

- Micromètre
- Piles AA
- SPAD
- Piles plates
- Scanner
- Microbalance
- Sécateur
- Ciseaux
- Mouchoirs
- Envelopes
- Journal
- Presse
- Ordinateur
- Protocole

Protocole

- Sélectionner et nettoyer 5 feuilles par individu
- Étiqueter les feuilles de 1 à 5 avec un marqueur sur la face adaxiale (en haut).
- Prendre trois mesures SPAD au milieu du limbe.
- Prendre trois mesures d'épaisseur avec un micromètre au milieu du limbe.
- Peser les feuilles
- Scanner les feuilles avec la face adaxiale (en haut) contre le scan dans l'ordre numérique
- Nommez le fichier avec l'ID de l'arbre
- Enregistrez le fichier dans un dossier daté (AAAA-MM-JJ).
- Placez les 5 feuilles dans une enveloppe étiquetée avec l'identifiant de l'arbre et l'espèce.
- Presser les enveloppes dans la presse de l'herbier